

Hva er Evondos medisindispenser?

24.03.2026

Evondos' tjenesten



Medisindispenseren plasseres hjemme hos tjenestemottaker

Fylles med multidose fra apotek (opptil 4 uker)



Dispenseren sørger for at tjenestemottaker får riktig medisin til riktig tid

- Helsepersonell kan følge med på medisineringen digitalt og får alarm dersom medisin ikke tas
- Mulighet for videobesøk



- 24/7 teknisk support sikrer stabil drift
- 24/7 telefonsupport gir trygghet for ansatte
- Fast rådgiver

Evondos E300



Evondos Anna



Selvstendig modus



- Tjenestemottaker varsles av dispenseren ved medisintid og håndterer dispenseren selvstendig
- Samtaler og tilsyn via Anna kan utføres uavhengig av medisinerings tidspunktet


Assistert modus



- Dispenseren varsler ikke ved medisintid. Kun helsepersonell kan dele ut medisiner til tjenestemottaker
- Medisiner deles ut til tjenestemottaker under en videosamtale eller via innlogging på roboten


Individuelle tilpasninger

- Reisemodus
- Påminnelse om øvrige medisiner
- Kontaktforespørsel
- Lyd-/lysstyrke – språkvalg
- Døgnklokke
- Meldingsfunksjon – med ulike svaralternativer



«Jeg synes det er kjekt,
jeg synes det er bra.....da
føler jeg at jeg er voksen»

Hvordan har vi lyktes med implementeringen i Vestvågøy kommune?



Utfordringer

- Parallell innføring av nytt EPJ-system
- Multidosejustering og levering
- Mangel på ansattkort med RFID
- Mangel på ansatte

Suksessfaktorer

- Lederforankring
- Faste møtepunkter
- Dedikerte superbrukere
- Erfaringsutveksling
- Samarbeid på tvers
- Positiv endringskultur

Tusen takk for meg!

Rådgiver:

Liselotte Blomhoff

liselotte.blomhoff@evondos.com

Tlf: 95 00 74 38